


Anticorpo Policlogonal Anti-Kcnd2 Para Wb, Elisa - Q9Nzv8

Número do item: CM0028268



introdução

Anticorpo policlogonal de coelho contra KCND2, produzido com imunógeno de proteína recombinante (aa 501-630). Validado para WB e ELISA; detecta KCND2 humano e murino. Útil para estudos de excitabilidade neuronal e função de canais de potássio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCND2 Rabbit pAb
Observações/Alias	RK5; KV4.2; KCND2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3751
ID do Gene	3751
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 501-630 da KCND2 humana (NP_036413.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NZV8
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo