


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kcnd3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk17

Número do item: CM0024809



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao KCND3 humano (KV4.3), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar a função do canal de potássio tipo A no cérebro e no coração.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | KCND3 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelidos | KV4.3; SCA19; SCA22; BRGDA9; KCND3L; KCND3S; KSHIVB; KCND3                                                                 |
| Espécie              | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)      | 3752                                                                                                                       |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 521-655 da KCND3 humana (NP_004971.2) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS                | Q9UK17                                                                                                                     |
| Peso da Proteína     | 73kDa                                                                                                                      |
| Envio                | Saco de gelo                                                                                                               |