


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kicne2 Para Wb, Elisa - Q9Y6J6

Número do item: CM0030350



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra KCNE2 (MiRP1), validado para WB e ELISA. Reconhece KCNE2 humano e de camundongo, uma subunidade reguladora do canal de potássio envolvida na corrente cardíaca IKr. Ideal para pesquisas cardiovasculares e de canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNE2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LQT5; LQT6; ATFB4; MIRP1; KCNE2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9992
GeneID	9992
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do KCNE2 humano (NP_751951.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y6J6
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco com gelo