

Anticorpo Policlonal Anti-Kcnh1 Para Wb, Elisa - 095259

Número do item: CM0028629



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KCNH1/EAG1 humano (O95259) para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. O imunógeno abrange os aminoácidos 813-962. Adequado para pesquisa de canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	KCNH1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EAG; EAG1; ZLS1; hEAG; TMBTS; h-eag; hEAG1; Kv10.1; KCNH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3756
GeneID	3756
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 813-962 do KCNH1 humano (NP_002229.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95259
Peso da Proteína	111kDa
Envio	Saco com gelo