


Anticorpo Policlonais Anti-Kcnh2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12809

Número do item: CM0027999



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KCNH2 (HERG, Kv11.1) humano. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada a camundongo. Ideal para pesquisa de canais cardíacos e neurológicos. SWISS: Q12809.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNH2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ERG1; HERG; LQT2; SQT1; ERG-1; H-ERG; HERG1; Kv11.1; KCNH2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3757
ID do Gene	3757
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 850-950 do KCNH2 humano (NP_000229.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q12809
Peso Proteico	127kDa
Envio	Bolsa de gelo