

Anticorpo Policlonais Anti-Kcnh6 Para Wb, Elisa - Q9H252

Número do item: CM0021673

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KCNH6 (Kv11.2) humano, um canal de potássio retificador interno dependente de voltagem. Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para estudos de transporte iônico e sinalização cardíaca/neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNH6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ERG2; ERG-2; HERG2; Kv11.2; hERG-2; KCNH6
Espécie	Humano
GeneID	81033
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-220 do KCNH6 humano (NP_110406.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H252
Peso Proteico	110kDa
Envio	Bolsa de gelo