


Anticorpo Policlonal Anti-Kcnip2 Para Wb E Elisa - Q9Ns61

Número do item: CM0026233



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao KCNIP2 (KCHIP2) humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para investigar a modulação de canais de potássio do tipo A no coração e cérebro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNIP2 Coelho pAb
Observações/Apelido	KCHIP2; KCNIP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	30819
GeneID	30819
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 do KCNIP2 humano (NP_775284.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NS61
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo