

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kcnj12 Para Wb, Elisa - Q14500

Número do item: CM0016534

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KCNJ12 (Kir2.2) humano, um canal de potássio retificador de entrada sensível ao ATP. Validado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre potencial de membrana em repouso e excitabilidade neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNJ12 pAb de Coelho
Observações/Alias	IRK2; hIRK; IRK-2; hIRK1; KCNJN1; Kir2.2; kcnj12x; hkir2.2x; KCNJ12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3768
GeneID	3768
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 354-433 de KCNJ12 humano (NP_066292.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14500
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo