

Anticorpo Policlonal Anti-Kcnj15 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99712

Número do item: CM0016681

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-KCNJ15 de alta qualidade, validado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Reconhece o KCNJ15 humano, de camundongo e de rato (Kir1.3/Kir4.2), um canal de potássio retificador de entrada. Ideal para pesquisas sobre canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KCNJ15 Rabbit pAb
Observações/alias	IRKK; KIR1.3; KIR4.2; KCNJ15
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3772
GeneID	3772
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 221-375 do KCNJ15 humano (NP_002234.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q99712
Peso da proteína	43 kDa
Envio	Embalagem de gelo