

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kcnj2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63252

Número do item: CM0014251



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-KCNJ2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece o canal de potássio de retificação interna Kir2.1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas cardiovasculares e de neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho KCNJ2
Observações/Apelido	IRK1, LQT7, SQT3, ATFB9, HHIRK1, KIR2.1, HHBIRK1, KCNJ2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3759
GeneID	3759
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 318-427 do KCNJ2 humano (NP_000882.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63252
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco com gelo