


Anticorpo Policlonal Anti-Kcnj4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48050

Número do item: CM0016396



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-KCNJ4 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Tem como alvo o canal de potássio de retificação interna KCNJ4 (Kir2.3) humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Anti-KCNJ4
Observações/Apelido	HIR; HRK1; IRK3; HIRK2; IRK-3; Kir2.3; KCNJ4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3761
GeneID	3761
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do KCNJ4 humano (NP_004972.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48050
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo