

Anticorpo Policlonar Anti-Kcnj5 Para Wb, Elisa - P48544

Número do item: CM0029244

introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra KCNJ5 humano (GIRK4), adequado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. O alvo é um canal de potássio retificador de entrada ativado por proteína G envolvido na função cardíaca e endócrina. Ideal para pesquisa cardiovascular e metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNJ5 Rabbit pAb
Observações/Alias	CIR; GIRK4; KATP1; LQT13; KIR3.4; KCNJ5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3762
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 do KCNJ5 humano (NP_000881.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48544
Peso Proteico	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo