

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kcnj6 Para Wb E Elisa - P48051

Número do item: CM0029276

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao canal de potássio retificador interno KCNJ6/GIRK2 humano. Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com humano e camundongo. Adequado para estudos de secreção de insulina e canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNJ6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; KCNJ6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3763
ID do Gene	3763
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 da KCNJ6 humana (NP_002231.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P48051
Peso Proteico	48kDa
Envio	Bolsa de gelo