


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kcnk6 Para Wb E Elisa - Q9Y257

Número do item: CM0019296



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-KCNK6 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Adequado para pesquisa de função do canal de potássio e inflamassoma NLRP3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNK6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TOSS; KCNK8; TWIK2; K2p6.1; TWIK-2; KCNK6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9424
ID do Gene	9424
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 254-313 do KCNK6 humano (NP_004814.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y257
Peso Proteico	34kDa
Envio	Bolsa de gelo