


Anticorpo Policlonal Anti-Kcnk9 Para Wb E Elisa - Q9Npc2

Número do item: CM0016569



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra KCNK9 (TASK-3) para Western blot e ELISA; detecta amostras humanas e de camundongo, com peso previsto de 42 kDa; ideal para pesquisas sobre canais iônicos e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KCNK9 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	KT3.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	51305
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 265-374 da KCNK9 humana (NP_001269463.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q9NPC2
Peso da proteína	42kDa
Transporte	Bolsa de gelo