

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kcnn3/Sk3 Para Wb, Elisa - Q9Ugi6

Número do item: CM0007501

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado à KCNN3/SK3 humana (KCa2.3), adequado para WB e ELISA; reatividade cruzada com rato. Peso molecular previsto de 81 kDa, UniProt Q9UGI6.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	mAb de coelho anti-KCNN3/SK3
Observações/Alias	SK3; ZLS3; hSK3; SKCA3; KCa2.3; KCNN3/SK3
Espécie	Humana
ID do Gene	3782
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 631-731 da KCNN3/SK3 humana (NP_002240.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9UGI6
Peso da Proteína	81 kDa
Envio	Bolsa de gelo