


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kcnq1 Para Wb E Elisa - P51787

Número do item: CM0023338



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho KCNQ1 validado para WB e ELISA em Humano, Rato e Camundongo. Tem como alvo a subunidade do canal de potássio Kv7.1, envolvida na excitabilidade de cardiomiócitos e transporte iônico. Ideal para pesquisa cardíaca e neurológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNQ1 Rabbit pAb
Observações/Alias	LQT; RWS; WRS; LQT1; SQT2; ATFB1; ATFB3; JLNS1; KCNA8; KCNA9; Kv1.9; Kv7.1; KVLQT1; KCNQ1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3784
ID do Gene	3784
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-549 da KCNQ1 humana (NP_861463.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51787
Peso da Proteína	75kDa
Transporte	Bolsa de gelo