

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kcnq2 Para Wb, Elisa - O43526

Número do item: CM0021846



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho KCNQ2 validado para Western Blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Para estudar a excitabilidade neuronal e a corrente M. O43526.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNQ2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EBN, BFNC, DEE7, EBN1, ENB1, HNSPC, KV7.2, KCNA11, KCNQ2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3785
GeneID	3785
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 466-665 do KCNQ2 humano (NP_742105.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43526
Peso da Proteína	96kDa
Envio	Saco com gelo