

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kcns2 (Kv9.2) Para Wb, If-P, Elisa - Q9ULS6

Número do item: CM0014332

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra KCNS2 (KV9.2), uma subunidade reguladora do canal de potássio de retificação tardia. Validado para WB, IF-P, ELISA; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre canais iônicos e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KCNS2 Rabbit pAb
Observações/Alias	KV9.2; KCNS2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	3788
ID do gene	3788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-187 de KCNS2 humano (NP_065748.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9ULS6
Massa molecular da proteína	54 kDa
Transporte	Bolsa de gelo