

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Kcns3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bq31

Número do item: CM0027487

introdução

Anticorpo policlonal coelho de grau de pesquisa direcionado a KCNS3 (Kv9.3), validado em WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Para estudos de regulação de canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNS3 Coelho pAb
Observações/Apelido	KV9.3; KCNS3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3790
GeneID	3790
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da KCNS3 humana (NP_002243.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9BQ31
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo