

Anticorpo Policlonal Anti-Kctd15 Para Wb E Elisa - Q96Si1

Número do item: CM0026591



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KCTD15 humano. Imunogênio de proteína de fusão recombinante; validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta banda de ~32 kDa. Útil para estudar a formação da crista neural e a regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCTD15 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KCTD15
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79047
ID do Gene	79047
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-234 do KCTD15 humano (NP_076981.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96SI1
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo