

Anticorpo Monoclonal Anti-Kctd9 Para Wb, Elisa - Q7L273

Número do item: CM0003595



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao KCTD9 humano (BTBD27), um adaptador de ligase E3 de ubiquitina contendo domínio BTB/POZ. Validado para WB e ELISA em amostras humanas. Ideal para estudar vias de degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCTD9 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	BTBD27; KCTD9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54793
ID do Gene	54793
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do KCTD9 humano (Q7L273)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q7L273
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Saco de gelo