


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kdm1 (Lsd1) Para Wb, Ihc-P - O60341

Número do item: CM0024250



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KDM1 (LSD1) humano validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	KDM1 pAb Coelho
Observações/Apelido	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23028
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-380 do KDM1 humano (NP_055828.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60341
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Saco com gelo