


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kdm1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60341

Número do item: CM0022749



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-KDM1A validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Específico para lisina-específica histona desmetilase 1A humana, de camundongo e de rato. Essencial para pesquisa em regulação epigenética e expressão gênica. - O60341

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KDM1A Rabbit pAb
Observações/Alíase	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	23028
GeneID	23028
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-380 da KDM1A humana (NP_055828.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60341
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Bolsa de gelo