


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kdm1/Lsd1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60341

Número do item: CM0006751



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra KDM1/LSD1 humano, validado para Western blot, imunofluorescência, IHC e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato e macaco. Ideal para pesquisas de epigenética e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KDM1/LSD1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1/LSD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23028
GeneID	23028
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-275 do KDM1/LSD1 humano (NP_055828.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	O60341
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Saco de gelo