


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kdm2A Para Wb, Elisa - Q9Y2K7

Número do item: CM0023008



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-KDM2A, desenvolvido contra um peptídeo sintético do terminal N de KDM2A humano. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano e camundongo. Tem como alvo uma demetilase de histona que regula a cromatina e o ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	KDM2A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FBL7; CXXC8; FBL11; FBXL11; JHDM1A; LILINA; KDM2A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	22992
GeneID	22992
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de KDM2A humano (NP_036440.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y2K7
Peso Proteico	133kDa
Envio	Saco de gelo