

Anticorpo Policlonais Anti-Kdm2B Para Wb E Elisa - Q8Nhm5

Número do item: CM0019728



introdução

KDM2B Rabbit pAb é um anticorpo policlonal para western blot e ELISA, direcionado à lisina-desmetilase específica 2B humana. Ideal para pesquisa epigenética e estudos de biologia da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KDM2B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B; KDM2B
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	84678
GeneID	84678
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 do KDM2B humano (XP_011537177.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q8NHM5
Peso Proteico	153kDa
Envio	Bolsa de gelo