

Anticorpo Policlonal Anti-Kdm3A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4C1

Número do item: CM0013304

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho detecta a KDM3A humana (JMJD1A, TSGA), uma desmetilase de histona H3 Lys-9 de 147 kDa. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisas sobre cromatina e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KDM3A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TSGA; JMJD1; JHDM2A; JHMD2A; JMJD1A; KDM3A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	55818
GeneID	55818
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência situada entre os aminoácidos 975-1283 da KDM3A humana (NP_060903.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9Y4C1
Peso da Proteína	147 kDa
Envio	Bolsa de gelo