

Anticorpo Monoclonal Anti-Kdm4A Para Wb, Elisa - O75164

Número do item: CM0008601



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra KDM4A (JMJD2A) humano, uma histona demetilase importante na regulação da cromatina. Validado para Western blot (WB) e ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano e camundongo. Adequado para estudos epigenéticos e de expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KDM4A Rabbit mAb
Observações/Alias	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9682
ID do Gene	9682
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-650 da KDM4A humana (O75164)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75164
Peso da Proteína	121kDa
Transporte	Saco de gelo