

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kdm4A Para Wb, Ip, Elisa - O75164

Número do item: CM0006727



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra KDM4A validado para WB, IP e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a desmetilase de histonas JMJD2A, um regulador epigenético fundamental. Adequado para o desenvolvimento de ensaios IVD e estudos de biologia da cromatina. Peso proteico de 121 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra KDM4A
Observações/alias	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	9682
ID do gene	9682
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 382-459 da KDM4A humana (NP_055478.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O75164
Peso proteico	121 kDa
Envio	Bolsa de gelo