

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kdm4A Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O75164

Número do item: CM0030979



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KDM4A humano (JMJD2A), uma desmetilase de histonas que remove especificamente marcas de metilação de H3K9me3 e H3K36me3. Validado para WB, IHC-P, IP e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Adequado para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KDM4A pAb de Coelho
Observações/Apelido	JMJD2, JHDM3A, JMJD2A, TDRD14A
Espécie	Humano
GeneID	9682
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 585-815 do KDM4A humano (NP_055478.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75164
Peso Proteico	121kDa
Envio	Saco de Gelo