


Anticorpo Policlonale De Coelho Anti-Kdm4B/Jmjd2B Para Wb - O94953

Número do item: CM0029992



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra KDM4B/JMJD2B humano, validado para WB e ELISA. Adequado para amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa epigenética e neurológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KDM4B/JMJD2B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23030
GeneID	23030
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-365 de KDM4B/JMJD2B humano (NP_055830.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O94953
Peso da Proteína	122kDa
Envio	Bolsa de gelo