


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kdm4C Para Wb, Elisa - Q9H3R0

Número do item: CM0024717



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o KDM4C (JMJD2C/GASC1) para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos epigenéticos e de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KDM4C pAb de Coelho
Observações/Apelido	GASC1; JHDM3C; JMJD2C; TDRD14C; KDM4C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23081
GeneID	23081
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 640-830 do KDM4C humano (NP_055876.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H3R0
Peso da Proteína	120kDa
Envio	Saco com gelo