

Anticorpo Policlonais Anti-Kdm5A Para Wb, Ip, Elisa, Chip - P29375

Número do item: CM0029209



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra KDM5A (RBP2/RBBP2) humano, validado para WB, IP, ELISA e ChIP. Reage de forma cruzada com humano e rato. Tem como alvo a desmetilase 5A específica de lisina, uma desmetilase de histona envolvida na regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KDM5A Rabbit pAb
Observações/Alias	RBP2; RBBP2; RBBP-2; KDM5A
Espécie	Humano
GeneID	5927
Imunógeno	Proteína recombinante de KDM5A humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P29375
Peso da Proteína	192kDa
Envio	Saco de gelo