


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kdm5B [Validado Por Ko] Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ugl1

Número do item: CM0029608



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-KDM5B, validado por KO, para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece KDM5B (lisina-específica desmetilase 5B) humana e de camundongo. Ideal para pesquisa em modificação de cromatina e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] KDM5B pAb de Coelho
Observações/Alíase	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A; 5B
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10765
GeneID	10765
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 784-883 da KDM5B humana (NP_006609.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UGL1
Peso da Proteína	176kDa
Envio	Bolsa de gelo