


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kdm5C Para Wb E Elisa - P41229

Número do item: CM0013097



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra KDM5C humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da desmetilação de histonas e da regulação transcricional. SWISS: P41229.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KDM5C Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MRXJ; SMCX; MRX13; MRXSJ; XE169; MRXSCJ; JARID1C; DXS1272E; KDM5C
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	8242
ID do gene	8242
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1400 e o C-terminal da KDM5C humana (XP_011529128.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P41229
Peso da proteína	176 kDa
Envio	Bolsa de gelo