

## Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Kdm7A Para Wb E Elisa - Q3Uwm4

Número do item: CM0029883

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à KDM7A, uma histona desmetilase crucial para o desenvolvimento cerebral. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | KDM7A Coelho pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A                                                                                   |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 80853                                                                                                                     |
| GeneID (Camundongo) | 338523                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético ou proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 417-735 da KDM7A de camundongo (NP_001028602.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q3UWM4                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 92kDa/106kDa                                                                                                              |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |