

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kdm7A Para Wb, Elisa - Q3Uwm4

Número do item: CM0013136

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho KDM7A para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada com humano. A desmetilase específica de lisina 7A regula a metilação de histonas, essencial para o desenvolvimento cerebral e dinâmica da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KDM7A Coelho pAb
Observações/Apelido	Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	80853
GeneID (Camundongo)	338523
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 do KDM7A de camundongo (NP_001028602.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q3UWM4
Peso Proteico	106kDa
Envio	Bolsa de Gelo