


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kdm8 (Jmjd5) Para Wb, Elisa - Q8N371

Número do item: CM0016821



introdução

Anticorpo policlonal de coelho KDM8 (JMJD5) para WB, ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudos de biologia da cromatina, ciclo celular e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KDM8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	JMJD5; KDM8
Espécie	Humano
ID do Gene	79831
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 147-416 do KDM8 humano (NP_079049.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8N371
Peso Proteico	47kDa
Envio	Em saco de gelo