

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Keap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14145

Número do item: CM0023531



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra KEAP1, validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre estresse oxidativo e via NRF2. SWISS: Q14145.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	KEAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	INrf2; KLHL19; KEAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9817
ID do Gene	9817
Imunógeno	Peptídeo Sintético. Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 301-400 do KEAP1 humano (NP_036421.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14145
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de gelo