

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Keap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14145

Número do item: CM0019198



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo o KEAP1 humano (proteína 1 associada ao ECH do tipo Kelch), o sensor de estresse oxidativo. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KEAP1 pAb de Coelho
Observações/Apeliido	INrf2; KLHL19; KEAP1
Espécie	Humano
GeneID	9817
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-510 do KEAP1 humano (NP_036421.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14145
Peso Proteico	70kDa

Envio