

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Khdrbs1/Sam68 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07666

Número do item: CM0029864



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao KHDRBS1/Sam68 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, rato, camundongo. Papéis-chave na transdução de sinal, splicing alternativo e regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                          |
|----------------------|--------------------------------|
| Nome do Produto      | KHDRBS1/Sam68 Rabbit pAb       |
| Observações/Apêndice | p62; p68; Sam68; KHDRBS1/Sam68 |
| Espécie              | Humano                         |
| ID do Gene (Humano)  | 10657                          |
| Imunógeno            | Peptídeo sintético             |
| Fonte                | Coelho                         |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais         |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA       |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato       |
| SWISS                | Q07666                         |
| Peso Proteico        | 48kDa                          |
| Envio                | Saco de Gelo                   |