

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Khdrbs2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vwx1

Número do item: CM0028552

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao KHDRBS2 humano (SLM1/SLM-1) para aplicações em Western blot, IHC-P e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de splicing alternativo e ligação a RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KHDRBS2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SLM1, SLM-1, KHDRBS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	202559
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200 até o C-terminal do KHDRBS2 humano (NP_689901.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5VWX1
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo