

Anticorpo Policlonal Anti-Khdrbs3 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075525

Número do item: CM0029446



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o KHDRBS3 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisas sobre regulação de splicing alternativo e funções de proteínas de ligação ao RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KHDRBS3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Etle; SALP; SLM2; SLM-2; TSTAR; T-STAR; etoile; KHDRBS3
Espécie	Humano
ID do Gene	10656
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 177-346 do KHDRBS3 humano (NP_006549.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075525
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo