


Anti-Khk Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P50053

Número do item: CM0026073



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho KHK para WB, ELISA, reage com humano, camundongo e rato. O alvo é a cetohexoquinase (frutoquinase hepática) envolvida no metabolismo da frutose. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de carboidratos e quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KHK Rabbit pAb
Observações/Apelido	FRUCTU; KHK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3795
GeneID	3795
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-298 do KHK humano (NP_000212.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50053
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo