


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ki67 Para If/Icc, Elisa - P46013

Número do item: CM0017811



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Ki67 humano (P46013), um marcador de proliferação. Validado para IF/ICC e ELISA. Produzido contra um peptídeo sintético (aa 700-800). Ideal para pesquisa sobre o ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ki67 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KiA, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Ki67
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4288
GeneID	4288
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-800 do Ki67 humano (NP_002408.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P46013
Peso da Proteína	359kDa
Envio	Saco de gelo