

Anti-Ki67 Rabbit Polymab® (Validado Para Ko) Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - E9Pvx6

Número do item: CM0005030

introdução

Ki67 Rabbit PolymAb® (validado para KO), uma ferramenta essencial para estudos de proliferação celular. Reage com Ki67 humano, de camundongo e de rato. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Proteína de ~350kDa. - E9PVX6

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado para KO] Ki67 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	17345
ID do Gene	17345
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2271-2370 do Ki67 humano (NP_002408.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	E9PVX6
Peso da Proteína	350kDa/359kDa
Envio	Saco com gelo