

Anti-Kiaa0196 (Washc5) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12768

Número do item: CM0024408

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o KIAA0196 humano (strumpellin, WASHC5), adequado para WB, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a dinâmica de actina endossomal mediada pelo complexo WASH e o tráfego de proteínas em pesquisas de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIAA0196 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RTSC; SPG8; RTSC1; KIAA0196
Espécie	Humano
GeneID	9897 (humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 380-530 do KIAA0196 humano (NP_055661.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q12768
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Saco de gelo