

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Kiaa0513 Para Wb, Elisa - O60268

Número do item: CM0019122

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra KIAA0513 humano (proteína não caracterizada KIAA0513), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato, adequado para estudos de neurociência e proteínas cerebrais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	KIAA0513 Rabbit pAb
Observações/Alias	KIAA0513
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9764
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-301 de KIAA0513 humano (NP_001273494.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O60268
Peso Molecular	47kDa
Envio	Bolsa de gelo