

Anticorpo Policlonal Anti-Kiaa1456 Para Wb - Q9P272

Número do item: CM0024142

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a KIAA1456/TRMT9B, uma provável tRNA metiltransferase com função supressora de tumor. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa em câncer e epitranscriptômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIAA1456 Coelho pAb
Observações/Apelido	KIAA1456; C8orf79; TRM9L
Espécie	Humano
GeneID	57604
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do KIAA1456 humano (NP_065895.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9P272
Peso Proteico	14 kDa
Envio	Saco de gelo